



---

## SCHEDA TECNICA

---



### SECONDSKIN TATTOO LIQUID READY

- Protezione con prodotto di ingredienti biologici
- Evita la formazione di crosta
- Evita le ribattute
- Riduce i tempi di stabilizzazione del tatuaggio
- Non unge e non macchia
- Totalmente biodegradabile
- Ripara dagli agenti esterni evitando contaminazioni
- Filtro UV

#### Descrizione:

È un prodotto innovativo: si spalma e si distribuisce sulla pelle creando una pellicola protettiva trasparente, impermeabile, traspirante ed elastica senza dover utilizzare altri prodotti come pellicole posticce, scotch e creme. Il prodotto è a base di componenti naturali.

Il tempo di asciugatura non è superiore ai 120 secondi.

Lo potrà utilizzare il **tatuatore** nel suo studio dopo ogni lavoro ed il **cliente** nei giorni successivi alla seduta in **totale autonomia**.

**E disponibile in tre versioni per uso professionale in studio e per il cliente ad uso domestico.**

---

## SPECIFICHE TECNICHE

---

**TIPOLOGIA:** Soluzione Liquid Ready per la protezione del tatuaggio

**FORMATI:** Flacone 10 ml  
Flacone 20 ml  
Flacone 40 ml

**INDICAZIONI:** Protezione del tatuaggio durante la fase di guarigione. Applicato regolarmente crea una pellicola trasparente in grado di proteggere la zona interessata dagli agenti esterni.

**CONTROINDICAZIONI:** Allergia nota ad uno qualsiasi dei componenti.

**AVVERTENZE:** Non Ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore vuoto dopo l'utilizzo. Tenere al riparo dal sole. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato nella confezione integra. Uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto.

**MODALITÀ D'USO  
E POSOLOGIA:**

- Agitare bene prima dell'uso
- Versare, stendere la quantità necessaria sulla zona da trattare, spalmando un leggero film.  
Non eccedere con la quantità di prodotto. Il motto di Secondskin è di eliminare gli sprechi ed utilizzare solo la quantità di prodotto necessaria.
- Lasciare asciugare per circa 2 minuti. Il prodotto si presenterà sulla cute come una pellicola aderente ed elastica, impermeabile e traspirante.
- E' possibile asportare la pellicola semplicemente lavando la zona trattata con acqua tiepida o ponendo una nuova pellicola sulla precedente senza rimuovere la prima.
- Tutte le fasi della modalità d'uso possono essere ripetute. Il prodotto da liquido si trasforma in solido dopo circa 2 minuti.

**INGREDIENTI:** Acqua, Zea Mais Starch, Acetum, Hydrolized Collagen, Propolis Extract, Calendula Officinalis, Arnica Montana Extract, Harpagophitum Procumbens, Glicerin, Jasminum Officinalis Flower Oil, Zinc Oxide, Ictammolo, Thymus Serpillum Extract , Melissa Officinali Leaf Extract.

**CONDIZIONI DI  
CONSERVAZIONE:** Conservare in luogo fresco e asciutto.  
Tenere lontano da fonti di calore